

SECTION 05

BUCCAL TUBES

バッカル チューブ

Pre-adjusted Buccal Tubes Std. Buccal Tubes Solderable Tubes


TUBE DESCRIPTION

[バッカル チューブ]


TOMYのバッカルチューブは独自のテクノロジーとノウハウが組み合わされたバッカルチューブです。メタルインJECTIONモールド法 (MIM) を用いた製造ラインはチューブの精度をさらに向上させました。滑らかな形状とロープロファイルの実現は患者さんの違和感を軽減し、ボールフックがエラスティック使用時の軟組織への影響を防ぎます。これらのバッカルチューブをTOMYならではの高品質でご提供しております。

バッカル チューブの特長

TOMYのバッカルチューブの特長は、その精密さと強度だけではありません。これからご紹介する種類の豊富さは他に例を見ません。トリプル・ダブル・シングルそれぞれに豊富なスペックをご用意し、スパンもロング・ショートをお選びいただけます。さらにバンドをご使用にならない先生方のために、ほとんどのチューブでボンディングタイプをご用意しております。



スムーズに剥がれる
一体成型コンバーティブルキャップ



ピンセットで把持しやすい
フラットな側面

ワイヤーの挿入を容易にするための
ガイドラインと大きく面取りした挿入部

INTEGRAL
TYPE

INTEGRAL TYPE TUBE

カタログの見方

WELDABLE

BONDABLE

SECTION 05 BUCCAL TUBES

MAXILLARY CONVERTIBLE TUBES

上顎 6 番用 コンバーティブルチューブウェルダブル

WELDABLE

Convertible Triple Tubes
コンバーティブルトリプルチューブ

| Upper to Place
上顎 第 6 番用 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| L | W901-601L | W901-602L | -14° | 0° | 14° D | 4.0 | L | W901-601L | W901-602L | 10mm PK |
| | | | | | | | | | | |
| L | W901-603L | W901-604L | -14° | 0° | 0° | 4.0 | L | W901-603L | W901-604L | 10mm PK |
| | | | | | | | | | | |
| L | W901-621L | W901-622L | -10° | 0° | 15° D | 4.0 | L | W901-621L | W901-622L | 10mm PK |
| | | | | | | | | | | |
| L | W904-605L | --- | -10° | 0° | 15° D | 4.0 | L | W904-605L | --- | 10mm PK |
| | | | | | | | | | | |

TOMY ORTHODONTIC PRODUCTS WELD

MAXILLARY CONVERTIBLE TUBES


上顎 6 番用 コンバーティブルチューブボンダブル

BONDABLE

Convertible Triple Tubes
コンバーティブルトリプルチューブ

| Upper to Place
上顎 第 6 番用 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| L | 901-601L | 901-602L | -14° | 0° | 14° D | 4.0 | L | 901-601L | 901-602L | 10mm PK |
| | | | | | | | | | | |

カタログの左頁はウェルディング用、右頁がボンディング用が掲載されています。左右のチューブは同じスペックを並記していますのでご参考にしてください。



ボンディング時のピンセット等での圧接を容易にするトミー独自のディンプルを採用。ウェルディングの場合は仮付け時の電極チップ滑り止めになります。

歯肉への干渉の軽減と操作性の向上を求めたフックデザイン

違和感を軽減を目指したロープロファイル

ピンセットで把持しやすいフラットな側面

トルクインベース

歯牙に適合する複合彎曲ベース

タイバック用のディスタルエクステンション



ワイヤーの挿入を容易にするため大きく面取りした挿入部

D-TUBE TYPE

MAXILLARY CONVERTIBLE TUBES



販売名: バッカルチューブ B
 一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
 認証番号: 21400BZZ00491000 管理医療機器

上顎 6 番用 コンバーティブル チューブ ウェルダブル



WELDABLE

Convertible Triple Tubes
 コンバーティブルトリプル チューブ

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大白歯 <u>6 6</u>		-14°	0°	14°D	4.0	L	W901-601L	W901-602L	.045" tube
	R					W901-601R	W901-602R		
						L	W901-603L	W901-604L	.051" tube
						R	W901-603R	W901-604R	
		-14°	0°	0°	4.0	L	W901-621L	W901-622L	.045" tube
						R	W901-621R	W901-622R	
						L	W904-605L	_____	.045" tube
						R	W904-605R	_____	
		-10°/0°	0°/0°	15°D / 0°	4.0	L	W908-605L	W908-606L	.045" tube
						R	W908-605R	W908-606R (Auxiliary .018 Slot)	
		-9°/0°	0°/0°	10°D	4.0	L	W909-601L	W909-602L	.045" tube
						R	W909-601R	W909-602R (Auxiliary .018 Slot)	

10個/
PK

MAXILLARY CONVERTIBLE TUBES



販売名：バカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

上顎 6 番用 コンバーティブル チューブ ボンダブル



BONDABLE

Convertible Triple Tubes
 コンバーティブルトリプル チューブ

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大白歯 <u>6 6</u> 	-14°	0°	14°D	4.0	L R	901-601L 901-601R	901-602L 901-602R	10個/ PK 
	-9° / 0°	0° / 0°	10°D	4.0	L R	909-601L 909-601R	909-602L 909-602R (Auxiliary .018 Slot)	

MAXILLARY CONVERTIBLE TUBES




販売名：バッカルチューブ B
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

上顎 6 番用 コンバーティブル チューブ ウェルダブル


WELDABLE Convertible Double Combination Tubes コンバーティブル ダブル コンビネーション チューブ

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大臼歯 6 6 	-10°	0°	7°D	3.8	L	W9040-601L	W9040-602L	10個/ PK
					R	W9040-601R	W9040-602R	
 	-14°	0°	10°D	3.8	L	W9050-601L	W9050-602L	10個/ PK
					R	W9050-601R	W9050-602R	

WELDABLE Convertible Double Rectangular Tubes コンバーティブル ダブル レクタンギュラー チューブ

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大臼歯 6 6 	-14°	0°	14°D	4.0	L	W901-605L	W901-606L	10個/ PK
					R	W901-605R	W901-606R	
 	-9°/0°	0°/0°	10°D / 0°	4.0	L	W909-605L	W909-606L	10個/ PK
					R	W909-605R	W909-606R (Auxiliary .018 Slot)	

WELDABLE Convertible Single Tubes コンバーティブル シングル チューブ

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大臼歯 6 6 	-10°	0°	14°D	3.8	L	W9010-607L	W9010-608L	10個/ PK
					R	W9010-607R	W9010-608R	
 	-10°	0°	7°D	3.8	L	W9080-607L	W9080-608L	10個/ PK
					R	W9080-607R	W9080-608R	
	-14°	0°	10°D	3.8	L	W9050-607L	W9050-608L	10個/ PK
					R	W9050-607R	W9050-608R	

MAXILLARY CONVERTIBLE TUBES



販売名：バッカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

上顎 6 番用 コンバーティブル チューブ ボンダブル

BONDABLE

Convertible Double Combination Tubes

コンバーティブル ダブル コンビネーション チューブ

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大臼歯 6 6 								
 INTEGRAL TYPE	-10°	0°	7°D	3.8	L	9040-601L	9040-602L	10個/ PK 
					R	9040-601R	9040-602R	

BONDABLE

Convertible Double Rectangular Tubes

コンバーティブル ダブル レクタンギュラー チューブ

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大臼歯 6 6 								
	-14°	0°	14°D	4.0	L	901-605L	901-606L	10個/ PK
					R	901-605R	901-606R	
	-9°/0°	0°/0°	10°D / 0°	4.0	L	909-605L	909-606L	
					R	909-605R	909-606R (Auxiliary .018 Slot)	

BONDABLE

Convertible Single Tubes

コンバーティブル シングル チューブ

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大臼歯 6 6 								
 INTEGRAL TYPE	-10°	0°	14°D	3.8	L	9010-607L	9010-608L	10個/ PK
					R	9010-607R	9010-608R	
 INTEGRAL TYPE	-10°	0°	7°D	3.8	L	9080-607L	9080-608L	10個/ PK
					R	9080-607R	9080-608R	
 INTEGRAL TYPE	-14°	0°	10°D	3.8	L	9050-607L	9050-608L	10個/ PK
					R	9050-607R	9050-608R	













MAXILLARY SINGLE TUBES



販売名：バッカルチューブ B
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

上顎 7番用 シングル チューブ ウェルダブル



		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper 2nd Molars 上顎 第2大臼歯 7 7 ※	 	-14°	0°	14°D	3.6	L	W9010-701L	W9010-702L	10個/ PK
	R					W9010-701R	W9010-702R		
W9010-701L		-14°	0°	0°	4.0	L	W901-703L	W901-704L	
	R					W901-703R	W901-704R		
 		-10°	0°	7°D w/Distal Extension	4.0	L	W9020-701L	W9020-702L	
	R					W9020-701R	W9020-702R		
		-10°	0°	7°D	4.0	L	W904-701L	W904-702L	
	R					W904-701R	W904-702R		
 		-9°	-2°	7°D	3.6	L	W9090-701L	W9090-702L	
	R					W9090-701R	W9090-702R		
		-14°	0°	10°D	4.2	L	—	W905-702L	
	R					—	W905-702R		
 		-19°	0°	8°D	3.6	L	W9050-703L	W9050-704L	
	R					W9050-703R	W9050-704R		
※ W908-705L		-10°	0°	14°D w/Distal Extension	3.0	L	W908-705L	W908-706L	
	R					W908-705R	W908-706R		
		-10°	0°	7°D w/Distal Extension	3.0	L	W908-707L	W908-708L	
	R					W908-707R	W908-708R		

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

MAXILLARY SINGLE TUBES



販売名：バツカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

上顎 7番用 シングル チューブ ボンダブル



		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity																																																																																										
Upper 2nd Molars 上顎 第2大臼歯 7 7 ※		-14°	0°	14°D	3.6	L	9010-701L	9010-702L	10個/ PK																																																																																										
		R	9010-701R	9010-702R	9010-701L		-14°	0°		0°	4.0	L	901-703L	901-704L	R	901-703R	901-704R	※ 9020-701L		-10°	0°	7°D w/Distal Extension	4.0	L	9020-701L	9020-702L	R	9020-701R	9020-702R	9020-701L		-10°	0°	7°D	4.0	L	904-701L	904-702L	R	904-701R	904-702R	※ 9090-701L		-9°	-2°	7°D	3.6	L	9090-701L	9090-702L	R	9090-701R	9090-702R	9090-701L		-14°	0°	10°D	4.2	L	———	905-702L	R	———	905-702R	9050-703L		-19°	0°	8°D	3.6	L	9050-703L	9050-704L	R	9050-703R	9050-704R	※ 908-705L		-10°	0°	14°D w/Distal Extension	3.0	L	908-705L	908-706L	R	908-705R	908-706R	908-705L		-10°	0°	7°D w/Distal Extension	3.0	L	908-707L	908-708L	R
9010-701L		-14°	0°	0°			4.0	L		901-703L	901-704L																																																																																								
		R	901-703R	901-704R	※ 9020-701L		-10°	0°		7°D w/Distal Extension	4.0	L	9020-701L	9020-702L	R	9020-701R	9020-702R	9020-701L		-10°	0°	7°D	4.0	L	904-701L	904-702L	R	904-701R	904-702R	※ 9090-701L		-9°	-2°	7°D	3.6	L	9090-701L	9090-702L	R	9090-701R	9090-702R	9090-701L		-14°	0°	10°D	4.2	L	———	905-702L	R	———	905-702R	9050-703L		-19°	0°	8°D	3.6	L	9050-703L	9050-704L	R	9050-703R	9050-704R	※ 908-705L		-10°	0°	14°D w/Distal Extension	3.0	L	908-705L	908-706L	R	908-705R	908-706R	908-705L		-10°	0°	7°D w/Distal Extension	3.0	L	908-707L	908-708L	R	908-707R	908-708R										
※ 9020-701L		-10°	0°	7°D w/Distal Extension			4.0	L		9020-701L	9020-702L																																																																																								
		R	9020-701R	9020-702R	9020-701L		-10°	0°		7°D	4.0	L	904-701L	904-702L	R	904-701R	904-702R	※ 9090-701L		-9°	-2°	7°D	3.6	L	9090-701L	9090-702L	R	9090-701R	9090-702R	9090-701L		-14°	0°	10°D	4.2	L	———	905-702L	R	———	905-702R	9050-703L		-19°	0°	8°D	3.6	L	9050-703L	9050-704L	R	9050-703R	9050-704R	※ 908-705L		-10°	0°	14°D w/Distal Extension	3.0	L	908-705L	908-706L	R	908-705R	908-706R	908-705L		-10°	0°	7°D w/Distal Extension	3.0	L	908-707L	908-708L	R	908-707R	908-708R																						
9020-701L		-10°	0°	7°D			4.0	L		904-701L	904-702L																																																																																								
		R	904-701R	904-702R	※ 9090-701L		-9°	-2°		7°D	3.6	L	9090-701L	9090-702L	R	9090-701R	9090-702R	9090-701L		-14°	0°	10°D	4.2	L	———	905-702L	R	———	905-702R	9050-703L		-19°	0°	8°D	3.6	L	9050-703L	9050-704L	R	9050-703R	9050-704R	※ 908-705L		-10°	0°	14°D w/Distal Extension	3.0	L	908-705L	908-706L	R	908-705R	908-706R	908-705L		-10°	0°	7°D w/Distal Extension	3.0	L	908-707L	908-708L	R	908-707R	908-708R																																		
※ 9090-701L		-9°	-2°	7°D			3.6	L		9090-701L	9090-702L																																																																																								
		R	9090-701R	9090-702R	9090-701L		-14°	0°		10°D	4.2	L	———	905-702L	R	———	905-702R	9050-703L		-19°	0°	8°D	3.6	L	9050-703L	9050-704L	R	9050-703R	9050-704R	※ 908-705L		-10°	0°	14°D w/Distal Extension	3.0	L	908-705L	908-706L	R	908-705R	908-706R	908-705L		-10°	0°	7°D w/Distal Extension	3.0	L	908-707L	908-708L	R	908-707R	908-708R																																														
9090-701L		-14°	0°	10°D			4.2	L		———	905-702L																																																																																								
		R	———	905-702R	9050-703L		-19°	0°		8°D	3.6	L	9050-703L	9050-704L	R	9050-703R	9050-704R	※ 908-705L		-10°	0°	14°D w/Distal Extension	3.0	L	908-705L	908-706L	R	908-705R	908-706R	908-705L		-10°	0°	7°D w/Distal Extension	3.0	L	908-707L	908-708L	R	908-707R	908-708R																																																										
9050-703L		-19°	0°	8°D			3.6	L		9050-703L	9050-704L																																																																																								
		R	9050-703R	9050-704R	※ 908-705L		-10°	0°		14°D w/Distal Extension	3.0	L	908-705L	908-706L	R	908-705R	908-706R	908-705L		-10°	0°	7°D w/Distal Extension	3.0	L	908-707L	908-708L	R	908-707R	908-708R																																																																						
※ 908-705L		-10°	0°	14°D w/Distal Extension			3.0	L		908-705L	908-706L																																																																																								
		R	908-705R	908-706R	908-705L		-10°	0°		7°D w/Distal Extension	3.0	L	908-707L	908-708L	R	908-707R	908-708R																																																																																		
908-705L		-10°	0°	7°D w/Distal Extension			3.0	L	908-707L	908-708L																																																																																									
		R	908-707R	908-708R																																																																																															

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

MANDIBULAR CONVERTIBLE TUBES



販売名：バッカルチューブ B
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

下顎 6 番用 コンバーティブル チューブ ウェルダブル



WELDABLE

Convertible Double Rectangular Tubes
コンバーティブル ダブル レクタングュラー チューブ

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower 1st Molars 下顎 第1大白歯 6 6		-25°	0°	4°D	3.8	L	W9010-611L	W9010-612L	10個/ PK
						R	W9010-611R	W9010-612R	
	-30°	-1°/0°	4°D/0°	4.0	L	W901-631L	W901-632L		
						R	W901-631R	W901-632R	
	-25°/0°	0°/0°	4°D	4.0	L	W908-613L	_____		
						R	W908-613R	_____	
	-25°/0°	2°/0°	0°/0°	4.0	L	W909-611L	W909-612L		
						R	W909-611R	W909-612R (Auxiliary .018 Slot)	
	-10°	0°	4°D	3.8	L	W9080-615L	W9080-616L		
						R	W9080-615R	W9080-616R (Auxiliary .018 Slot)	

MANDIBULAR CONVERTIBLE TUBES



販売名：バッカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

下顎 6 番用 コンバーティブル チューブ ボンダブル

INTEGRAL
TYPE



BONDABLE

Convertible Double Rectangular Tubes コンバーティブル ダブル レクタングュラー チューブ

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower 1st Molars 下顎 第1大白歯 6 6		-25°	0°	4°D	3.8	L	9010-611L	9010-612L	10個/ PK
	R					9010-611R	9010-612R		
		-30°	-1°/0°	4°D/0°	4.0	L	901-631L	901-632L	
						R	901-631R	901-632R	
		-25°/0°	0°/0°	4°D	4.0	L	908-613L	_____	
						R	908-613R	_____	
		-25°/0°	2°/0°	0°/0°	4.0	L	909-611L	909-612L	
						R	909-611R	909-612R (Auxiliary .018 Slot)	
		-10°	0°	4°D	3.8	L	9080-615L	9080-616L	
						R	9080-615R	9080-616R (Auxiliary .018 Slot)	

MANDIBULAR CONVERTIBLE TUBES



販売名：バッカルチューブ B
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

下顎 6番用 コンバーティブル チューブ ウェルダブル



WELDABLE

Convertible Combination with Lip Bumper Tubes
コンバーティブル コンビネーション リップ バンパー チューブ付

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower 1st Molars 下顎 第1大臼歯 6 6 	-25°	0°	4°D/5°M	4.0	L	W908-631L	W908-632L	10個/ PK
					R	W908-631R	W908-632R	

INTEGRAL TYPE



WELDABLE

Convertible Single Tubes
コンバーティブル シングル チューブ

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower 1st Molars 下顎 第1大臼歯 6 6 	-25°	0°	0°	3.8	L	W9040-611L	W9040-612L	10個/ PK
					R	W9040-611R	W9040-612R	
	-25°	0°	4°D	3.8	L	W9040-615L	W9040-616L	
					R	W9040-615R	W9040-616R	
	-22°	-6°	5°D	3.8	L	W902-611L	W902-612L	
					R	W902-611R	W902-612R	
	-10°	0°	0°	4.0	L	W908-657L	W908-658L	
					R	W908-657R	W908-658R	
	-20°	0°	0°	4.0	L	—	W905-612L	
					R	—	W905-612R	
W9080-617L 	-10°	0°	0°	3.8	L	W9080-617L	W9080-618L	
					R	W9080-617R	W9080-618R	

MANDIBULAR CONVERTIBLE TUBES



販売名：パッカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

下顎 6 番用 コンバーティブル チューブ ボンダブル

INTEGRAL
TYPE



BONDABLE

Convertible Single Tubes コンバーティブル シングル チューブ

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower 1st Molars 下顎 第1大臼歯 6 6		-25°	0°	0°	3.8	L	9040-611L	9040-612L	10個/ PK
						R	9040-611R	9040-612R	
		-25°	0°	4°D	3.8	L	9040-615L	9040-616L	
						R	9040-615R	9040-616R	
		-22°	-6°	5°D	3.8	L	902-611L	902-612L	
						R	902-611R	902-612R	
		-10°	0°	0°	4.0	L	908-657L	908-658L	
						R	908-657R	908-658R	
		-20°	0°	0°	4.0	L	———	905-612L	
						R	———	905-612R	
		-10°	0°	0°	3.8	L	9080-617L	9080-618L	
						R	9080-617R	9080-618R	

9080-617L






MANDIBULAR SINGLE TUBES



販売名：バッカルチューブ B
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

下顎 7番用 シングル チューブ ウェルダブル



		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower 2nd Molars 下顎 第2大臼歯 7 7 ※		-30°	0°	6°D	3.6	L	W9010-711L	W9010-712L	10個/ PK
						R	W9010-711R	W9010-712R	
W9010-711L		-25°	0°	4°D w/Distal Extension	4.0	L	W9020-711L	W9020-712L	
						R	W9020-711R	W9020-712R	
W904-711L		-25°	0°	0°	4.0	L	W904-711L	W904-712L	
						R	W904-711R	W904-712R	
W908-713L		-25°	0°	6°D	4.0	L	W908-713L	W908-714L	
						R	W908-713R	W908-714R	
W908-715L		-10°	0°	0°	3.6	L	W9080-717L	W9080-718L	
						R	W9080-717R	W9080-718R	
W9090-711L		-25°	2°	0°	3.6	L	W9090-711L	W9090-712L	
						R	W9090-711R	W9090-712R	
W908-715L		-25°	0°	4°D w/Distal Extension	3.0	L	W908-715L	W908-716L	
						R	W908-715R	W908-716R	

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

MANDIBULAR SINGLE TUBES



販売名：バッカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

下顎 7番用 シングル チューブ ボンダブル

D-TUBE



BONDABLE

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower 2nd Molars 下顎 第2大臼歯 7 7 ※		-30°	0°	6°D	3.6	L	9010-711L	9010-712L	10個/ PK
						R	9010-711R	9010-712R	
9010-711L		-25°	0°	4°D w/Distal Extension	4.0	L	9020-711L	9020-712L	
						R	9020-711R	9020-712R	
		-25°	0°	0°	4.0	L	904-711L	904-712L	
						R	904-711R	904-712R	
		-25°	0°	6°D	4.0	L	908-713L	908-714L	
						R	908-713R	908-714R	
		-10°	0°	0°	3.6	L	9080-717L	9080-718L	
						R	9080-717R	9080-718R	
		-25°	2°	0°	3.6	L	9090-711L	9090-712L	
						R	9090-711R	9090-712R	
※		-25°	0°	4°D w/Distal Extension	3.0	L	908-715L	908-716L	
						R	908-715R	908-716R	
908-715L									

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

STANDARD
CONVERTIBLE TUBES

販売名：バッカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード コンバーティブル チューブ ウェルダブル



WELDABLE

Convertible Triple Tubes
コンバーティブルトリプル チューブ

	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Standard スタンダード	0°	4.0	Up(L) Up(R)	231-22 231-23	231-32 231-33 (Auxiliary .018 Slot)	10個/ PK
6° Offset 6° オフセット ※メインスロットのみ	6°D/0°	4.0	Up(L) Up(R)	231-24 231-25	231-34 231-35 (Auxiliary .018 Slot)	



WELDABLE

Convertible Combination Tubes
コンバーティブル コンビネーション チューブ

	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Standard スタンダード	0°	4.0	Up(L) Up(R)	228-42 228-43	228-62 228-63	10個/ PK
6° Offset 6° オフセット	6°D	4.0	Up(L) Up(R)	228-46 228-47	228-66 228-67	

STANDARD CONVERTIBLE TUBES



販売名：バッカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード コンバーティブル チューブ ボンダブル



BONDABLE

Convertible Triple Tubes コンバーティブルトリプル チューブ

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot		Quantity
Standard スタンダード		0°	4.0	Up(L)	F181-22	—		10個/ PK
				Up(R)	F181-23	—		



BONDABLE

Convertible Combination Tubes コンバーティブル コンビネーション チューブ

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot		Quantity
Standard スタンダード		0°	4.0	Up(L)	F179-42	F179-62		10個/ PK
				Up(R)	F179-43	F179-63		

STANDARD
BUCCAL TUBES

販売名：バッカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード バッカル チューブ ウェルダブル



WELDABLE

Convertible Double Rectangular Tubes
コンバーティブル ダブル レクタンギュラー チューブ

	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Standard スタンダード	0°	4.0	Up(L)/Lo(R)	231-03	231-13	10個/ PK
 231-04			Up(R)/Lo(L)	231-04	231-14	
4° Offset 4° オフセット	4° D/0°	4.0	Up(L)/Lo(R)	231-05	231-15	10個/ PK
 231-06			Up(R)/Lo(L)	231-06	231-16	
with Vertical Hook バーティカル フック付	0°	4.0	—	231-02	231-12	10個/ PK
 231-02			—	231-02	231-12	



WELDABLE

Non Convertible Double Rectangular Tubes
ノン コンバーティブル ダブル レクタンギュラー チューブ

	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
with Vertical Hook バーティカル フック付	0°	4.0	—	230-02	230-12	10個/ PK
			—	230-02	230-12	

STANDARD BUCCAL TUBES



販売名：バッカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード バッカル チューブ ボンダブル



BONDABLE

Convertible Double Rectangular Tubes コンバーティブルダブルレクタングュラーチューブ

	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Standard スタンダード	0°	4.0	Up(L)/Lo(R)	F181-03	F181-13	10個/ PK
 F181-04				Up(R)/Lo(L)	F181-04	
4° Offset 4° オフセット	4° D/0°	4.0	Up(L)/Lo(R)	F181-05	F181-15	
 F181-05				Up(R)/Lo(L)	F181-06	
with Vertical Hook バーティカルフック付	0°	4.0	—	F181-02	F181-12	
 F181-02				—	F181-12 <small>(Auxiliary .018 Slot)</small>	



BONDABLE

Non Convertible Double Rectangular Tubes ノンコンバーティブルダブルレクタングュラーチューブ

	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
with Vertical Hook バーティカルフック付	0°	4.0	—	F180-02	—	10個/ PK
						

STANDARD
BUCCAL TUBES

販売名：バッカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード バッカル チューブ ウェルダブル

INTEGRAL
TYPE

WELDABLE

Convertible Single Tubes
コンバーティブル シングル チューブ

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Standard スタンダード		0°	3.8	Up(R)/Lo(L)	2080-26	2080-36	10個/ PK
				Up(L)/Lo(R)	2080-28	2080-38	
6° Offset 6° オフセット		6°D	3.8	Up(R)/Lo(L)	208-46	208-56	
				Up(L)/Lo(R)	208-48	208-58	



WELDABLE

Convertible with Lip Bumper Tubes
コンバーティブル リップ バンパー チューブ付

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
	0°	4.0	Lo(R)	241-12	241-32	10個/ PK	
			Lo(L)	241-13	241-33		



WELDABLE

Lip Bumper Tubes
リップ バンパー チューブ

販売名：ファブリチューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：221ADBZX00041000 管理医療機器

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.045"Tube	Quantity
Single Type シングルタイプ		0°	3.6	—	241-00	10個/ PK

STANDARD BUCCAL TUBES



販売名：バッカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード バッカル チューブ ボンダブル

INTEGRAL
TYPE



BONDABLE

Convertible Single Tubes
 コンバーティブル シングル チューブ

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Standard スタンダード	 INTEGRAL TYPE	0°	3.8	Up(R)/Lo(L) Up(L)/Lo(R)	F1450-46 F1450-48	F1450-56 F1450-58	10個/ PK
6° Offset 6°オフセット	 6°	6°D	3.8	Up(R)/Lo(L) Up(L)/Lo(R)	F145-66 F145-68	F145-76 F145-78	

STANDARD SINGLE TUBES



販売名：バッカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード シングル チューブ ウェルダブル



WELDABLE

Single Tubes
シングル チューブ

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Standard スタンダード		0°	4.0 w/Distal Extension	Up(L)/Lo(R)	2200-22	2200-32	10個/ PK
				Up(R)/Lo(L)	2200-23	2200-33	
6° Offset 6° オフセット		6° D	4.0 w/Distal Extension	Up(L)/Lo(R)	220-25	220-35	
				Up(R)/Lo(L)	220-26	220-36	



WELDABLE

Single Tubes
シングル チューブ

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Standard スタンダード		0°	4.6 w/Distal Extension	Up(L)/Lo(R)	220-02SS	220-12SS	10個/ PK
				Up(R)/Lo(L)	220-03SS	220-13SS	



WELDABLE

Single Short Tubes
シングル ショート チューブ

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Standard スタンダード		0°	3.2	Up(L)/Lo(R)	220-42	220-52	10個/ PK
				Up(R)/Lo(L)	220-43	220-53	
6° Offset 6° オフセット		6° D	3.2	Up(L)/Lo(R)	220-45	220-55	
				Up(R)/Lo(L)	220-46	220-56	

STANDARD SINGLE TUBES



販売名：バッカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード シングル チューブ ボンダブル

D-TUBE



BONDABLE

Single Tubes
シングル チューブ

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Standard スタンダード	D-TUBE	0° w/Distal Extension	4.0	Up(L)/Lo(R) Up(R)/Lo(L)	F1720-42 F1720-43	F1720-52 F1720-53	10個/ PK
6° Offset 6° オフセット	6°	6° D w/Distal Extension	4.0	Up(L)/Lo(R) Up(R)/Lo(L)	F172-45 F172-46	F172-55 F172-56	



BONDABLE

Single Tubes
シングル チューブ

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Standard スタンダード	D-TUBE	0° w/Distal Extension	4.6	Up(L)/Lo(R) Up(R)/Lo(L)	172-03SS 172-04SS	172-13SS 172-14SS	10個/ PK

※



BONDABLE

Single Short Tubes
シングル ショート チューブ

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Standard スタンダード	D-TUBE	0°	3.2	Up(L)/Lo(R) Up(R)/Lo(L)	F172-62 F172-63	F172-72 F172-73	10個/ PK
6° Offset 6° オフセット	6°	6° D	3.2	Up(L)/Lo(R) Up(R)/Lo(L)	F172-65 F172-66	F172-75 F172-76	

STANDARD SINGLE TUBES



販売名：ファブリチューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：221ADBZX00041000 管理医療機器

スタンダード シングル チューブ ウェルダブル



WELDABLE

Single Short Tubes
 シングル ショート チューブ

		Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Short Tubes ショートチューブ		0°	3.2	—	221-21	221-31	10個/ PK

Hookなし

STANDARD SINGLE TUBES



販売名：ファブリチューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：221ADBZX00041000 管理医療機器

スタンダード シングル チューブ ボンダブル



BONDABLE

Single Short Tubes
 シングル ショート チューブ

		Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Short Tubes ショートチューブ		0°	3.2	—	F172-21	F172-31	10個/ PK
Micromini マイクロミニチューブ		0°	2.0	—	F172-20	F172-30	

AP TERMINAL TUBES
BONDABLE

販売名：バカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

APターミナル チューブ ボンダブル



BONDABLE

2mmスパンの超小型チューブに近心隅角に適合するボンディングベースを採用。
 半埋伏状態でのボンディングを可能にしました。第2大臼歯を萌出後の早い時期からコントロールしたいケースにとっても便利です。

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper & Lower 2nd Molars 上・下顎 第2大臼歯 		0°	0°	0°	2.0	Up(L)/Lo(R)	9080-733L	9080-734L	10個/ PK
						Up(R)/Lo(L)	9080-733R	9080-734R	
		-10°	0°	0°	2.0	Up(L)/Lo(R)	9080-721L	9080-722L	
						Up(R)/Lo(L)	9080-721R	9080-722R	
		-25°	0°	0°	2.0	Lo(L)	9080-731L	9080-732L	
						Lo(R)	9080-731R	9080-732R	

SOLDERABLE TUBES
& STOP TUBES販売名：ファブリチューブ
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：221ADBZX00041000 管理医療機器Solderable Tubes
チューブ材

	内径 Inches (mm)	外径 mm	Length mm		Quantity
Round Tubes ラウンド チューブ 	.036(0.9)	1.6	4.6	229-12	20個/ PK
			6.5	229-13	
	.045(1.14)	1.8	4.6	229-14	
6.5			229-15		
.051(1.3)	1.8	4.6	229-16		
		6.5	229-17		
Round Tubing (33 cm length) ラウンドチュービング (長33cm) 	.020(0.5)	0.9		229-31	3本/ PK
	.024(0.6)	1.2		229-32	
	.028(0.7)	1.3		229-33	
	.032(0.8)	1.6		229-34	
	.036(0.9)	1.6		229-35	
	.040(1.0)	1.7		229-36	
	.045(1.14)	1.8		229-37	
	.051(1.3)	1.8		229-38	
	.071(1.8)	2.4		229-39	
.036(0.9)	1.3		229-40	GMD専用	

Stop Tubes
ストップチューブ販売名：フェイスボウ A
一般的名称：歯列矯正用顔弓
認証番号：21700BZZ00436000 管理医療機器

	内径 Inches (mm)	Length mm		Quantity
Facebow Stop Tubes フェイスボウ ストップ チューブ 	.045(1.14)	2.0	229-21	20個/ PK
		.051(1.3)	2.0	

Material for GMD*

*Note:
※ Does not imply endorsement by doctor.
※ このタイプはドクターの承認を得ているものではありません。

ラウンドチュービング (長33cm)

内径
Inches (mm) .036 (0.9)
外径
Inches (mm) .051 (1.3)


229-40 3本 /PK

販売名：ファブリチューブ
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：221ADBZX00041000 管理医療機器ストップワウンド
コイルスプリング (圧縮コイル)荷重
load (gf) 150gf
線径
Inches (mm) .012 (0.3)
内径
Inches (mm) .055 (1.4)

509-45 185mm length 2本 /PK

販売名：センタロイコイルスプリング
一般的名称：歯列矯正用スプリング
認証番号：16200BZZ01890000 管理医療機器

スライディングストップ チューブ



601-23 20個 /PK

販売名：フック&ストップ
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：20900BZZ00852000 管理医療機器