

Formula-R (Roth Type) Maxillary Arch

クリッピー C フォーミュラー R(ロスタイプ)上顎




セラミックボディとロジウムコーティングされたクリップを採用したクリッピー C。ナチュラルな白さを口元にもたらし、審美性を重視したセラミックセルフライゲージングブラケットです。



	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 <u>1 1</u>	12°	5°	0°	3.4	L R	168-101L 168-101R	168-102L 168-102R	
Upper Laterals 上顎 側切歯 <u>2 2</u>	8°	9°	0°	3.2	L R	168-201L 168-201R	168-202L 168-202R	
Upper Cuspids 上顎 犬歯 <u>3 3</u>	-2°	13°	4°M	3.4	L	168-301L	168-302L	10個/ PK
					R	168-301R	168-302R	
Upper 1st & 2nd Bicuspid 上顎 第1、2小臼歯 <u>5 4 4 5</u>	-2°	13°	4°M	3.4	L	168-303L	168-304L	
					R	168-303R	168-304R	
Upper 1st & 2nd Bicuspid 上顎 第1、2小臼歯 <u>5 4 4 5</u>	-7°	0°	2°D	3.4	L	168-401L	168-402L	10個/ PK
					R	168-401R	168-402R	
Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 <u>6 6</u>	-7°	0°	2°D	3.4	L	168-403L	168-404L	
					R	168-403R	168-404R	
Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 <u>6 6</u>	-10°	0°	14°D	4.0	L R	(W)952-607L (W)952-607R	(W)952-608L (W)952-608R	10個/ PK


Formula-R (Roth Type) Mandibular Arch クリッピー C フォーミュラー R(ロスタイプ)下顎

ブラケット・マーキング色








注：左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部のみマーキング。

ゲージ識別色



注：サイトゲージはブラケット接着後、スケーラー、探針等で取り外してご使用ください。

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎 前歯 2 1 1 2 	-1°	2°	0°	3.0	L R	168-111L 168-111R	168-112L 168-112R	
Lower Cuspids 下顎 犬歯 3 3 	-11°	7°	2°M	3.4	L R	168-311L 168-311R	168-312L 168-312R	10個/ PK Hook付き
One Patient Kit 1症例キット 3 3 3 3 						168-01 168-01H	168-02 168-02H	12個/ PK Hook付き
						168-05 168-05H	168-06 168-06H	16個/ PK Hook付き

Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎 第1 大臼歯 6 6 	-25°	0°	4°D	4.0	L R	(W)952-611L (W)952-611R	(W)952-612L (W)952-612R	10個/ PK
--	------	----	-----	-----	--------	----------------------------	----------------------------	------------

Formula-M (McLaughlin Type^{*}) Maxillary Arch
クリッピー C フォーミュラー M(マクローフリンタイプ^{*}) 上顎



セラミックボディとロジウムコーティングされたクリップを採用したクリッピー C。ナチュラルな白さを口元にもたらず、審美性を重視したセラミックセルフライゲータリングブラケットです。



	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 1 1	17°	4°	0°	3.4	L R	1685-101L 1685-101R	1685-102L 1685-102R	
Upper Laterals 上顎 側切歯 2 2	10°	8°	0°	3.2	L R	1685-201L 1685-201R	1685-202L 1685-202R	
Upper Cuspids 上顎 犬歯 3 3	-7°	8°	0°	3.4	L R	1685-301L 1685-301R	1685-302L 1685-302R	Hook付き
	0°	8°	2°M	3.4	L R	1685-305L 1685-305R	1685-306L 1685-306R	Hook付き
	0°	8°	2°M	3.4	L R	1685-307L 1685-307R	1685-308L 1685-308R	Hook付き
Upper 1st Bicuspsids 上顎 第1小臼歯 4 4	-7°	0°	0°	3.4	L&R L&R	1685-4010 1685-4030	1685-4020 1685-4040	Hook付き
Upper 2nd Bicuspsids 上顎 第2小臼歯 5 5	-7°	0°	0°	3.4	L&R L&R	1685-5010 1685-5030	1685-5020 1685-5040	Hook付き
Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 6 6	-14°	0°	10°D	4.0	L R	(W)957-607L (W)957-607R	(W)957-608L (W)957-608R	10個/ PK

